

## De voordelen

De voordelen van RapidSTATUS™ TiterTest™ versus VacchiCheck zijn:

	<b>RapidSTATUS™ TiterTest™</b> (lateral flow test)	<b>VacchiCheck</b> (Dot-ELISA test)
Tijdsduur uitvoering	10 minuten	> 23 minuten
Procedures	3 eenvoudige handelingen	Meer dan 50 gecompliceerde handelingen
Controle	Controle lijn: consistent	Controle stip: niet consistent
Inzetbaar tijdens consult	Ja	Nee
Opslagtemperatuur	Kamertemperatuur	Gekoeld tussen 2 en 8 °C
Pre-incubatietijd	Niet van toepassing	Alle componenten van de kit moeten 1 tot 2 uur van tevoren op kamertemperatuur (20 - 25 °C) worden gebracht.
Testtemperatuur	15-30 °C: ideaal voor koudere praktijkruimtes	20 - 25 °C
Interpretatie uitslag	Visueel: positief of negatief Digitaal: RapidREADER.	Visueel: met subjectief gekalibreerde CombScale Digitaal: CombCam
Kruiscontaminatie	Niet mogelijk	Mogelijk
Houdbaarheid	18 maanden	12 maanden
Inzetbaar als enkelvoudige test	Ja	Nee

**RapidSTATUS™ TiterTest™** - snel en accuraat titers testen